

HOMEDICS

THE LEADERS IN HEALTH & WELLBEING

BODY SHAPING MASSAGER

PERCUSSION MASSAGE AND SOOTHING HEAT
TO HELP SHAPE, FIRM, AND SMOOTH



PLEASE TAKE A
MOMENT NOW

REGISTER YOUR PRODUCT AT:

www.homedics.com/register

YOUR VALUABLE INPUT REGARDING
THIS PRODUCT WILL HELP US CREATE
THE PRODUCTS YOU WILL WANT
IN THE FUTURE.

INSTRUCTION MANUAL AND WARRANTY INFORMATION

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

CELL-200

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER – TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

- Always unplug the appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- DO NOT reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
- DO NOT use while bathing or in a shower.
- DO NOT place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- DO NOT place in or drop into water or other liquid.

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTRIC SHOCK, FIRE OR INJURY TO PERSONS:

- This appliance has heated and cold attachments. Persons insensitive to heat or cold must be careful when using this appliance.
- An appliance should NEVER be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before putting on or taking off parts or attachments.
- Not for use by children.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children, invalids, or disabled persons.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. DO NOT use attachments not recommended by HoMedics; specifically any attachments not provided with the unit.
- NEVER operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return this appliance to HoMedics Service Center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- NEVER drop or insert any object into any opening.
- Never use pins or other metallic fasteners with this appliance
- DO NOT operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- DO NOT operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- DO NOT carry this appliance by the supply cord or use cord as handle.
- To disconnect, turn all controls to the “off” position, then remove plug from outlet.
- DO NOT use outdoors.
- NEVER operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- NEVER operate on a soft surface such as a bed or couch where the air openings may be blocked.

- Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. DO NOT use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
- Keep long hair away from massager while in use.
- DO NOT use massager in close proximity to loose clothing or jewelry.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION—PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING.


- This massager is not intended for medical use. It is intended only to provide a luxurious massage.
- Consult your doctor prior to using this product, if
 - You are pregnant
 - You have a pacemaker
 - You have any concerns regarding your health
- Not recommended for use by Diabetics.
- Never leave the appliance unattended, especially if children are present.
- Never cover the appliance when it is in operation.
- Do not use this product for more than 15 minutes at a time.
- Extensive use could lead to the product's excessive heating and shorter life. Should this occur, discontinue use and allow the unit to cool before operating.
- Never use this product directly on swollen or inflamed areas or skin eruptions.
- DO NOT use this product as a substitute for medical attention.
- NEVER use this product while in bed.
- This product should NEVER be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls or who has sensory deficiencies in the lower half of their body.
- NEVER use this product in automobiles.
- This appliance is intended for household use only.

PLEASE NOTE: THE SOOTHING HEAT OPTION WILL ONLY WORK WHILE A MASSAGE FEATURE IS SELECTED.


BODY SHAPING MASSAGER




SMALL NODE ATTACHMENT



LARGE NODE ATTACHMENT



DOME ATTACHMENT



AC ADAPTER

UNIQUE FEATURES & SPECIFICATIONS

VARIABLE INTENSITY PERCUSSION MASSAGE

Shapes, firms and smooths different areas of your body

OPTIONAL HEAT

Soothes and boosts effectiveness of targeted massage

3 ATTACHMENTS

Designed to target different areas of the body:

1. Dome – Spot massage relief
2. Small Node – Massage of smaller areas, ie, arms
3. Large Node – Massage of larger areas, ie, legs

HAND STRAP


Fits to the palm of your hand for easy operation

AC ADAPTER INCLUDED

HOW TO USE


BEFORE TURNING THE UNIT ON

- Make sure that the unit is set to the OFF position before plugging into the outlet.
- Select the desired attachment and install it on the unit prior to use.



CHANGING THE ATTACHMENTS

1. Be sure the unit is OFF and unplugged prior to changing the attachment. Remove the attachment head from the massager by twisting it counter-clockwise and set aside.



2. Attach the desired attachment head to the massager by twisting it clockwise until secure.



TURNING ON THE MASSAGER

1. Plug unit into a household AC electrical outlet. Slide your hand into the elastic hand strap with fingers outstretched until the massager rests comfortably in the palm of your hand.


HOW TO USE



2. Press the POWER button once to turn the massager ON. The button will illuminate BLUE



3. Adjust the massage intensity by rotating the dial to the right for higher intensity, and to the left for a lighter massage.



4. To activate HEAT, press the POWER button again. It will illuminate RED to indicate that the heat setting is on. The center of the attachment will begin to heat up.

NOTE: To eliminate the risk of being burned, never use the heat function without the attachments. Do not use the heat function continuously for more than 15 minutes. Do not use the heat function if you have sensitive skin, poor circulation, discolored areas, swelling, burning and inflammation, or where skin eruptions or sores are present. Heat should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort result, discontinue use and consult your physician.



5. Touch the massager to the area you wish to treat. Move the unit slowly, holding it over the targeted area. Massage in a firm circular motion, concentrating on targeted problem areas of the body. Treat the area for a short period of time and move to another area. DO NOT treat the same area for longer than 3 minutes.

To turn the unit OFF, press the POWER button a third time. For your safety the device will automatically turn off after 15 minutes of continuous use.

CLEANING AND CARE

CAUTION: before cleaning the unit, turn power off and unplug, allowing the unit to cool before cleaning.



TO CLEAN THE SURFACE

Clean the surface of the unit with a clean, damp, soft cloth.

NOTE: Never allow water or any other liquids to come in contact with the unit.

- Do not immerse in any liquid to clean
- Never use abrasive cleaners to clean the unit.

TO STORE

Place components into its box and store in a safe, dry place. DO NOT wrap the power cord around the unit. DO NOT hang the unit by the cord.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Unit will not operate	<ul style="list-style-type: none">• Unit is not plugged in• No power to unit	<ul style="list-style-type: none">• Plug unit in• Press the ON/OFF button to turn the power on• Check circuits, fuses, try a different outlet.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This class B digital device complies with Canadian ICES-003.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

HoMedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of one year from the date of original purchase, except as noted below. HoMedics warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

To obtain warranty service on your HoMedics product, contact a consumer relations representative for assistance. Please make sure to have the model number of the product available.

HoMedics does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchasers, to obligate HoMedics in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. HOMEDICS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, HOMEDICS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of HoMedics.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from country to country. Because of individual country regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you. For more information regarding our product line in the USA, please visit: www.homedics.com. For Canada, please visit: www.homedics.ca.

FOR SERVICE IN THE USA:

EMAIL: CSERVICE@HOMEDICS.COM

MONDAY-FRIDAY 8:30AM-7:00PM EST

1.800.466.3342

FOR SERVICE IN CANADA:

EMAIL: CSERVICE@HOMEDICSGROUP.CA

MONDAY-FRIDAY 8:30AM-5:00PM EST

1.888.225.7378

APPAREIL DE MASSAGE POUR SILHOUETTE

MASSAGE À PERCUSSION ET CHALEUR APAISANTE
POUR AIDER À AFFERMIR, LISSER ET MODELER



NOUS VOUS REMERCIONS

DE PRENDRE LE TEMPS

.....
D'ENREGISTRER VOTRE PRODUIT À L'ADRESSE :

www.homedics.com/register

VOTRE CONTRIBUTION PRÉCIEUSE
CONCERNANT CE PRODUIT NOUS
AIDERA À CRÉER LES PRODUITS
QUE VOUS DESIREZ.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LORS DE L'UTILISATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES, EN PARTICULIER LORSQUE DES ENFANTS SONT PRÉSENTS, DES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES, DONT LES SUIVANTES :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

DANGER – POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE :

- Toujours débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'utilisation et avant de le nettoyer.
- NE PAS toucher un appareil qui est tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.
- NE PAS utiliser l'appareil dans la douche ou la baignoire.
- NE PAS placer ou ranger l'appareil à un endroit d'où il pourrait chuter ou tomber dans un évier ou une baignoire.
- NE PAS placer ou immerger l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.

AVERTISSEMENT – POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURES :

- Cet appareil est doté d'accessoires chauds et froids. Les personnes insensibles à la chaleur ou au froid doivent utiliser cet appareil avec prudence.
- NE JAMAIS laisser un appareil sans surveillance quand il est branché. Le débrancher après utilisation et avant d'installer ou de retirer des éléments ou des accessoires.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants.
- Une surveillance attentive est requise lorsque cet appareil est utilisé par des enfants ou des personnes invalides ou handicapées, à proximité de ces personnes ou sur elles.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'aux fins décrites dans ce manuel. NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par HoMedics, en particulier tout accessoire non fourni avec cet appareil.
- NE JAMAIS faire fonctionner l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retourner l'appareil à un centre de réparation HoMedics pour qu'il soit examiné et réparé.
- Éloigner le cordon des surfaces chauffées.
- NE JAMAIS laisser tomber ou insérer d'objet dans une ouverture de l'appareil.
- Ne jamais utiliser de tiges ou d'autres fixations métalliques avec cet appareil.
- NE PAS utiliser aux endroits où des aérosols (spray ou pulvérisateurs) sont utilisés, ou aux endroits où de l'oxygène est administré.
- NE PAS faire fonctionner sous une couverture ou un coussin. Un échauffement excessif peut se produire et provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- NE PAS transporter l'appareil par le cordon d'alimentation ni utiliser le cordon d'alimentation comme une poignée.

- Pour débrancher l'appareil, mettre toutes les commandes sur la position Arrêt, puis retirer la fiche de la prise électrique.
- NE PAS utiliser à l'extérieur.
- NE JAMAIS faire fonctionner l'appareil avec les événements bloqués. Maintenir les événements exempts de peluches, poils, etc.
- NE JAMAIS utiliser sur une surface molle telle qu'un lit ou un canapé où les ouvertures d'air pourraient être bloquées.
- Utiliser les surfaces chauffées avec soin. Peut causer de graves brûlures. NE PAS utiliser sur une peau insensible ou en présence d'une mauvaise circulation. L'utilisation de la chaleur par des enfants ou des personnes handicapées peut être dangereuse.
- Éloigner les cheveux longs de l'appareil de massage lorsqu'il est utilisé.
- NE PAS utiliser l'appareil de massage près de vêtements amples ni de bijoux.



CONSERVER CES INSTRUCTIONS

ATTENTION—PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.


- Cet appareil de massage n'est pas destiné à un usage médical. Il est uniquement conçu pour offrir un massage luxueux.
- Consulter un médecin avant d'utiliser ce produit dans les cas suivants :
 - Grossesse
 - Présence d'un stimulateur cardiaque
 - Problème de santé
- Non recommandé pour une utilisation par les personnes souffrant de diabète.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance, surtout si des enfants sont présents.
- Ne jamais couvrir l'appareil pendant son fonctionnement.
- Ne pas utiliser ce produit pendant plus de 15 minutes consécutives.
- Une utilisation prolongée pourrait conduire à un échauffement excessif du produit et réduire sa durée de vie. Si cela se produit, cesser d'utiliser le produit et le laisser refroidir avant de continuer à l'utiliser.
- Ne jamais utiliser ce produit directement sur des zones enflées ou enflammées ou sur des éruptions cutanées.
- NE PAS utiliser ce produit à la place de soins médicaux.
- NE JAMAIS utiliser ce produit au lit.
- Ce produit ne doit JAMAIS être utilisé par une personne souffrant d'affections physiques qui limiteraient sa capacité à utiliser les commandes ou souffrant de troubles sensoriels dans la partie inférieure du corps.
- NE JAMAIS utiliser ce produit dans un véhicule automobile.
- Cet appareil est réservé à un usage résidentiel.

PRIÈRE DE NOTER CE QUI SUIT : L'OPTION DE CHALEUR APAISANTE NE FONCTIONNE QUE LORSQU'UNE FONCTION DE MASSAGE EST SÉLECTIONNÉE.


APPAREIL DE MASSAGE POUR SILHOUETTE




ACCESSOIRE PETITE BOUL



ACCESSOIRE GROSSE BOULE



ACCESSOIRE DÔME



ADAPTATEUR AC

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS UNIQUES

MASSAGE À PERCUSSION À INTENSITÉ RÉGLABLE

Modèle, affermit et lisse différentes parties du corps

CHALEUR FACULTATIVE

Apaise et optimise l'efficacité du massage localisé

3 ACCESSOIRES

Conçus pour cibler différentes zones du corps :

1. Dôme – Massage localisé apaisant
2. Petite boule – Massage des parties plus petites, comme les bras
3. Grosse boule – Massage des parties plus grandes, comme les jambes

DRAGONNE


Tient dans la paume de la main pour une utilisation aisée

ADAPTATEUR SECTEUR INCLUS

UTILISATION


AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ

- Vérifier que l'appareil est réglé sur la position ARRÊT avant de le brancher à la prise murale.
- Sélectionner l'accessoire souhaité et l'installer sur l'appareil avant l'utilisation.



POUR CHANGER D'ACCESSOIRE

1. S'assurer que l'appareil est éteint et débranché avant de changer d'accessoire. Retirer l'accessoire de l'appareil de massage en le tournant dans le sens antihoraire et le mettre de côté.




2. Attacher l'accessoire souhaité en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien installé sur l'appareil de massage.



MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL DE MASSAGE

1. Brancher l'appareil dans une prise électrique résidentielle secteur. Glisser la main dans la dragonne élastique en étirant les doigts jusqu'à ce que l'appareil de massage repose confortablement dans la paume de la main.

UTILISATION




2. Appuyer une fois sur le bouton  d'ALIMENTATION pour mettre l'appareil de massage en marche. Le bouton s'allume en BLEU.




3. Régler l'intensité de massage en tournant le cadran vers la droite pour une intensité plus élevée et vers la gauche pour un massage plus léger.




4. Pour activer la chaleur, appuyer une fois de plus sur le bouton  d'ALIMENTATION. Il s'allume en rouge pour indiquer que la chaleur est activée. Le centre de l'accessoire commence à chauffer.

REMARQUE : Pour éliminer le risque de brûlure, ne jamais utiliser la fonction de chaleur sans accessoire. Ne pas utiliser la fonction de chaleur en continu pendant plus de 15 minutes. Ne pas utiliser la fonction de chaleur dans les cas suivants : peau sensible, mauvaise circulation, éruptions cutanées ou lésions. La chaleur doit être agréable et confortable. En cas de douleur ou d'inconfort, cesser d'utiliser l'appareil et consulter un médecin.




5. Appliquer l'appareil de massage sur la zone à traiter. Déplacer l'appareil lentement sur la zone ciblée. Masser en un mouvement circulaire ferme, en ciblant les parties tendues du corps. Masser pour une courte durée et passer à une autre partie du corps. NE PAS traiter la même partie du corps pendant plus de 3 minutes.

Pour éteindre l'appareil, appuyer une troisième fois sur le bouton  d'ALIMENTATION. Pour garantir la sécurité, l'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes d'utilisation continue.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION : Avant de nettoyer l'appareil, l'éteindre, le débrancher et le laisser refroidir.



NETTOYAGE DE LA SURFACE

Nettoyer la surface de l'appareil avec un chiffon doux propre et humide.

REMARQUE: Ne jamais laisser d'eau ou tout autre liquide entrer en contact avec l'appareil.

- Ne pas immerger l'appareil dans un liquide quel qu'il soit pour le nettoyer.
- Ne jamais utiliser de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'appareil.

RANGEMENT

Placer l'appareil dans sa boîte et ranger dans un endroit sec et sûr. **NE PAS** enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil. **NE PAS** suspendre l'appareil par son cordon d'alimentation.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">• L'appareil n'est pas branché• L'appareil n'est pas alimenté	<ul style="list-style-type: none">• Brancher l'appareil• Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'appareil en marche• Contrôler les circuits et les fusibles ou essayer une autre prise.

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles causant un fonctionnement non désiré.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées de cet appareil. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, il est recommandé d'essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

HoMedics vend ses produits avec l'intention qu'ils soient exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat originale, sauf comme indiqué ci-dessous. HoMedics garantit que ses produits seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Cette garantie ne s'applique qu'aux consommateurs et ne s'étend pas aux détaillants.

Pour obtenir un service de garantie sur le produit HoMedics, appeler un représentant du service à la clientèle pour obtenir de l'aide. Prière d'avoir le numéro de modèle du produit à disposition.

HoMedics n'autorise personne, y compris notamment les détaillants, les acheteurs/consommateurs subséquents ni les acheteurs à distance, à obliger HoMedics de quelque façon que ce soit autrement que conformément aux dispositions des présentes. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un abus, un accident, l'utilisation d'un accessoire non autorisé quelconque, une modification du produit, une installation incorrecte, des réparations ou des modifications non autorisées, une utilisation incorrecte de l'électricité et de l'alimentation électrique, une perte de puissance, une chute du produit, le dysfonctionnement ou l'endommagement d'une pièce dû au non-respect des consignes d'entretien du fabricant, les dommages se produisant durant le transport, le vol, la négligence, le vandalisme, les conditions environnementales, la perte de l'usage au cours de la période durant laquelle le produit est dans un établissement de réparation ou en attente de pièces ou d'une réparation, ni toute autre condition hors du contrôle de HoMedics.

Cette garantie n'est valide que si le produit est acheté et utilisé dans le pays où il a été acheté. Un produit qui exige des modifications ou des adaptations pour lui permettre de fonctionner dans tout pays autre que le pays pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et/ou autorisé, ou la réparation de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie.

LA GARANTIE FOURNIE PAR LES PRÉSENTES CONSTITUE LA GARANTIE UNIQUE ET EXCLUSIVE. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, NI AUCUNE AUTRE OBLIGATION DE LA PART DE LA SOCIÉTÉ À L'ÉGARD DES PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. HOMEDICS NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS OU SPÉCIAUX. EN AUCUN CAS CETTE GARANTIE NE QUERRA PLUS QUE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE TOUTE PIÈCE AVÉRÉE DÉFECTUEUSE DANS LA PÉRIODE D'EFFET DE LA GARANTIE. AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ACCORDÉ. SI DES PIÈCES DE RECHANGE NE SONT PAS DISPONIBLES POUR L'ÉQUIPEMENT DÉFECTUEUX, HOMEDICS SE RÉSERVE LE DROIT DE SUBSTITUER LE PRODUIT AU LIEU DE LE RÉPARATION OU DE LE REMPLACER.

Cette garantie ne s'étend pas à l'achat de produits ouverts, usagés, réparés, reconditionnés et/ou réemballés, y compris notamment à la vente de ces produits sur les sites Web de ventes aux enchères et/ou par l'intermédiaire de revendeurs de produits en gros ou excédentaires. Toute garantie concernant tout produit ou toute partie de produit réparé(e), remplacé(e), altéré(e) ou modifié(e) sans le consentement écrit préalable exprès de HoMedics doit immédiatement cesser et prendre fin. Cette garantie confère des droits juridiques spécifiques. D'autres droits qui varient d'un pays à l'autre peuvent s'appliquer. En raison de la réglementation de chaque pays, certaines limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer.

Pour plus d'informations concernant notre gamme de produits aux États-Unis, prière de visiter www.homedics.com. Pour le Canada, prière de visiter www.homedics.ca.

COORDONNEES DU SERVICE APRES-VENTE AUX ÉTATS UNIS :

E-MAIL : CSERVICE@HOMEDICS.COM

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H 30 À 19 H
(HEURE NORMALE DE L'EST)

1.800.466.3342

COORDONNEES DU SERVICE APRES-VENTE AU CANADA :

E-MAIL : CSERVICE@HOMEDICSGROUP.CA

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H 30 À 17 H
(HEURE NORMALE DE L'EST)

1.888.225.7378

MASAJEADOR PARA REMODELADO CORPORAL

MASAJE DE PERCUSIÓN Y CALOR RELAJANTE PARA AYUDAR A REMODELAR, AFIRMAR Y SUAVIZAR



POR FAVOR, TÓMESE UN MOMENTO AHORA

REGISTRE SU PRODUCTO EN:

www.homedics.com/register

SU VALIOSA OPINIÓN CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO NOS AYUDARÁ A CREAR LOS PRODUCTOS QUE USTED QUERRÁ EN EL FUTURO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

AL USAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO HAY NIÑOS PRESENTES, SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

- Siempre desenchufe el aparato del tomacorriente inmediatamente después de utilizarlo y antes de limpiarlo.
- NO intente agarrar un electrodoméstico que haya caído en el agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- NO lo utilice al bañarse o al ducharse.
- NO ponga ni guarde electrodomésticos donde puedan caerse o ser empujados a una bañera o a un lavabo.
- NO lo ponga ni lo deje caer en agua o en otros líquidos.

ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO O LESIONES PERSONALES:

- Este electrodoméstico tiene accesorios calentadores y enfriadores. Las personas sin sensibilidad al calor o al frío deben tener cuidado al usar este aparato.
- Un electrodoméstico nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de ponerle o quitarle piezas.
- No es para que lo usen los niños.
- Es necesario mantener una vigilancia estrecha cuando este electrodoméstico es usado por o cerca de niños, personas inválidas o discapacitadas.
- Utilice este electrodoméstico sólo para el uso previsto que se describe en este manual. NO utilice accesorios no recomendados por HoMedics; en especial accesorios no provistos con la unidad.
- NUNCA opere este aparato si el enchufe o el cable están dañados, si no está funcionando correctamente, si se ha caído o dañado, o si se cayó al agua. Devuelva este aparato al Centro de Servicio de HoMedics para su revisión y reparación.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- NUNCA deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- NUNCA utilice pasadores u otros broches metálicos con este aparato.
- NO lo opere en dónde se estén utilizando productos en aerosol (spray), o en donde se esté administrando oxígeno.
- NO lo opere bajo una cobija o una almohada. Puede calentarse excesivamente y causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a personas.
- NO traslade el aparato jalándolo del cable de alimentación ni utilice el cable como asa.

- Para desconectarlo, ponga todos los controles en la posición de apagado (OFF), y a continuación, quite el enchufe del tomacorriente.
- NO lo utilice en exteriores.
- NUNCA opere el electrodoméstico con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, pelo y similares.
- NUNCA opere el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un sillón donde las aberturas de aire puedan bloquearse.
- Utilice las superficies calientes con cuidado. Pueden causar quemaduras serias. NO lo utilice sobre áreas de la piel que sean insensibles, o en presencia de mala circulación. El uso del calor por niños o personas incapacitadas puede ser peligroso.
- Mantenga el pelo largo alejado del masajeador mientras está en uso.
- NO utilice el masajeador muy cerca de ropa holgada ni de joyería.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN—POR FAVOR, LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO.


- Este producto no está diseñado para uso médico. Se diseñó únicamente para proporcionar un masaje de lujo.
- Consulte a su médico antes de utilizar este producto, si
 - Está embarazada
 - Tiene un marcapasos
 - Tiene alguna preocupación en relación con su salud
- No se recomienda para ser utilizado por diabéticos.
- Nunca deje el aparato sin atención, especialmente si hay niños presentes.
- Nunca cubra el aparato mientras se encuentre en funcionamiento.
- No utilice este producto por más de 15 minutos por vez.
- El uso extendido podría llevar al calentamiento excesivo del producto y acortar su vida. En caso que esto ocurra, deje de usarlo y permita que la unidad se enfríe antes de operarla.
- Nunca utilice este producto directamente sobre áreas hinchadas o inflamadas, o sobre erupciones cutáneas.
- NO use este producto como sustituto de la atención médica.
- NUNCA use este producto mientras esté en la cama.
- Este producto NUNCA debe ser utilizado por ningún individuo que sufra de alguna afección física que limite la capacidad del usuario para operar los controles, o por alguien que tenga deficiencias sensoriales en la parte baja de su cuerpo.
- NUNCA use este producto en automóviles.
- Este producto es únicamente para uso en el hogar.

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA: LA OPCIÓN DE CALOR CALMANTE SOLO TRABAJARÁ MIENTRAS ESTÉ SELECCIONADA UNA FUNCIÓN DE MASAJE.


MASAJEADOR PARA REMODELADO CORPORAL




ADITAMENTO DE NODO PEQUEÑO



ADITAMENTO DE NODO GRANDE



ADITAMENTO DE DOMO



ADAPTADOR CA

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ÚNICAS

MASAJE DE PERCUSIÓN DE INTENSIDAD VARIABLE

Modela, afirma y suaviza diferentes áreas del cuerpo

CALOR OPCIONAL

Relaja y mejora la efectividad del masaje dirigido

3 ACCESORIOS

Diseñado para aplicarse en diferentes áreas del cuerpo:

1. Domo – Masaje de alivio en un punto
2. Nodo pequeño – Masaje de áreas más pequeñas, por ejemplo, brazos
3. Nodo grande – Masaje de áreas más grandes, por ejemplo, piernas

CORREA DE MANO


Cabe en la palma de la mano para una fácil operación

ADAPTADOR PARA CA INCLUIDO

CÓMO UTILIZARLO


ANTES DE ENCENDER LA UNIDAD

- Asegúrese de que la unidad está ajustada en la posición de apagado (OFF) antes de conectarla al tomacorriente.
- Seleccione el aditamento deseado e instálelo en la unidad antes de utilizarla.




CAMBIAR LOS ADITAMENTOS

1. Asegúrese de que la unidad está apagada y desconectada antes de cambiar los aditamentos. Retire la cabeza del aditamento del masajeador girándolo en dirección contraria a las manecillas del reloj y déjelo a un lado.




2. Conecte la cabeza del aditamento deseado al masajeador girándolo en dirección a las manecillas del reloj hasta que esté seguro.



ENCENDER EL MASAJEADOR

1. Enchufe la unidad a un tomacorriente de CA. Deslice la mano dentro de la correa de mano con los dedos estirados hasta que el masajeador descansa cómodamente en la palma de su mano.


CÓMO UTILIZARLO




2. Presione una vez el botón  de ENCENDIDO (POWER) para encender el masajeador. El botón se encenderá con una luz de color AZUL.




3. Ajuste la intensidad del masaje girando el dial a la derecha para mayor intensidad y a la izquierda para un masaje más ligero.




4. Para activar el calor, presione nuevamente el botón  de ENCENDIDO. El botón se encenderá con una luz de color ROJO para indicar que el ajuste de calor está encendido. El centro del aditamento comenzará a calentarse.

NOTA: Para eliminar el riesgo de quemaduras, nunca utilice la función de calor sin los aditamentos. No utilice la función de calor continuamente por más de 15 minutos. No utilice la función de calor si tiene piel sensible, mala circulación, áreas manchadas, inflamación, quemaduras, o donde estén presentes erupciones o llagas en la piel. El calor debe ser agradable y cómodo. Si tiene dolor o incomodidad, deje de utilizarlo y consulte a su médico.




5. Toque con el masajeador el área que desea tratar. Mueva lentamente la unidad, manteniéndola sobre el área objetivo. Masajea en un movimiento circular firme, concentrándose en las áreas del cuerpo con problemas que desea tratar. Trate el área por un corto periodo de tiempo y muévase a otra área. NO trate la misma área por más de 3 minutos.

Para apagar la unidad, presione el botón  de ENCENDIDO (POWER) por tercera vez. Para su seguridad, el dispositivo se apagará automáticamente después de 15 minutos de uso continuo.

LIMPIEZA Y CUIDADO

PRECAUCIÓN: antes de limpiar la unidad, apáguela, desconéctela y permita que la unidad se enfríe antes de limpiarla.



PARA LIMPIAR LA SUPERFICIE

Limpie la superficie de la unidad con un paño suave limpio y húmedo.

NOTA: Nunca permita que agua u otros líquidos entren en contacto con la unidad.

- No la sumerja en ningún líquido para limpiarla.
- Nunca utilice limpiadores abrasivos para limpiar la unidad.

PARA ALMACENAR

Ponga los componentes en su caja y guárdela en un lugar seguro y seco. NO envuelva el cable de corriente alrededor de la unidad. NO cuelgue la unidad por el cable de corriente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La unidad no	<ul style="list-style-type: none">• La unidad no está conectada• No hay energía en la unidad	<ul style="list-style-type: none">• Conecte la unidad• Presione el botón ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) para encenderla• Revise los circuitos y los fusibles, o pruebe en un tomacorriente diferente

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían invalidar la facultad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones, puede ocasionar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantías de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y TV para obtener ayuda.

Este dispositivo digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

HoMedics vende sus productos con la intención de que estén libres de defectos de fabricación y mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de compra original, con excepción de lo que se indica a continuación. HoMedics garantiza que sus productos estarán libres de defectos en materiales y mano de obra bajo uso normal y servicio normales. Esta garantía se extiende sólo a los consumidores y no se extiende a los minoristas.

Para obtener el servicio de garantía en su producto HoMedics, comuníquese con un representante de relaciones con el cliente para obtener ayuda. Asegúrese de tener a la mano el número de modelo del producto.

HoMedics no autoriza a nadie, incluyendo, pero no limitado a, minoristas, el comprador posterior del producto de un minorista o los compradores remotos, a obligar a HoMedics en cualquier forma más allá de los términos aquí establecidos. Esta garantía no cubre los daños causados por mal uso o abuso; accidente; conexión de accesorios no autorizados; alteración del producto; instalación incorrecta; reparaciones o modificaciones no autorizadas; uso inapropiado de energía eléctrica/fuente de alimentación; pérdida de alimentación eléctrica; caída del producto; funcionamiento incorrecto o daño de una parte operativa por no proporcionar el mantenimiento recomendado por el fabricante; daño al transportarlo; robo; negligencia; vandalismo; o condiciones ambientales; pérdida del uso durante el período en que el producto se encuentre en una instalación de reparación o en espera de partes o de reparación; o cualquier otra condición ajena al control de HoMedics.

Esta garantía sólo es efectiva si el producto se adquiere y se opera en el país en el que ha sido adquirido. Un producto que requiera modificaciones o adaptaciones para que funcione en cualquier otro país que no sea el país para el cual fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no está cubierto por esta garantía.

LA GARANTÍA PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO SERÁ LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA. NO HABRÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD O CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. HoMEDICS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, SECUNDARIOS O ESPECIALES. EN NINGÚN CASO ESTA GARANTÍA PRECISA MÁS DE LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE CUALQUIER PARTE O PARTES QUE SE DETERMINE QUE TIENEN ALGÚN DEFECTO EN EL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA. NO SE OTORGARÁN REEMBOLSOS. SI NO HAY PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES PARA MATERIALES DEFECTUOSOS, HoMEDICS SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUBSTITUCIONES DE PRODUCTOS EN LUGAR DE REPARACIÓN O REEMPLAZO.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, reempacados y/o revendidos, incluyendo pero no limitados a la venta de dichos productos en sitios de subastas en Internet y/o ventas de dichos productos por revendedores de excedentes o a granel. Todas y cada una de las garantías cesarán y terminarán inmediatamente en cuanto a los productos o partes de los mismos que sean reparados, reemplazados, alterados o modificados sin el previo consentimiento expreso y por escrito de HoMedics.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede gozar de derechos adicionales, los cuales pueden variar de un país a otro. Debido a las regulaciones de cada país, algunas de las limitaciones y exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Para obtener más información sobre nuestra línea de productos en EUA visite: www.homedics.com. Para Canadá, por favor visite: www.homedics.ca.

PARA SERVICIO EN EUA:

CORREO ELECTRÓNICO: CSERVICE@HOMEDICS.COM

DE LUNES A VIERNES DE 8:30 AM - 7:00 PM HORA DEL ESTE

1.800.466.3342

PARA SERVICIO EN CANADÁ:

CORREO ELECTRÓNICO: CSERVICE@HOMEDICSGROUP.CA

DE LUNES A VIERNES DE 8:30 AM - 5:00 PM HORA DEL ESTE

1.888.225.7378

